

生化学用

# Collagen, Type Solution, from Salmon Skin

コードNo.	製品名	概要	規格	容量	価格
ISC-01	Collagen, Type Solution, from Salmon Skin	type コラーゲン溶液 鮭皮由来	3mg/ml 塩酸溶液 (PH 3.0)	25ml × 1	¥8,000
ISC-02	Collagen, Type Solution, from Salmon Skin(アテロ化)	type アテロコラーゲン溶液 鮭皮由来	3mg/ml 塩酸溶液 (PH 3.0)	25ml × 1	¥8,000
ISC-03	Collagen, Type Solution, from Salmon Skin	type コラーゲン溶液 鮭皮由来	3mg/ml 塩酸溶液 (PH 3.0)	100ml × 1	¥16,000
ISC-04	Collagen, Type Solution, from Salmon Skin(アテロ化)	type アテロコラーゲン溶液 鮭皮由来	3mg/ml 塩酸溶液 (PH 3.0)	100ml × 1	¥16,000
ISC-05	Collagen, Type ,from Salmon Skin	type コラーゲン 鮭皮由来	凍結乾燥物 PH6.0 酸可溶性	0.1g × 1	¥10,000
ISC-06	Collagen, Type ,from Salmon Skin(アテロ化)	type アテロコラーゲン 鮭皮由来	凍結乾燥物 PH6.0 酸可溶性	0.1g × 1	¥10,000
ISC-07	Gelatin, Hydrolysate Enzymatic from Salmon	加水分解コラーゲン 鮭皮由来	粉末	100g × 1	¥4,000

消費税別

さまざまなコラーゲンの研究に  
利用できます。

## 特徴

- 鮭皮由来のコラーゲンType の研究試薬です。
- 変性温度の低い(19 )コラーゲンです。
- ノーマルタイプとアテロ化があります。
- 37 で線維化しないため、ゲル化はしません。(低温下、中性でゲル化します。)

## 注意事項

本品は、研究試薬であり、研究以外の他目的の用途には使用できません。医療・診断用には決して使用しないで下さい。  
+4~10 で保管してください。

## 参考文献

YUNOKI, S.,他 : Stabilization of Low Denaturation Temperature Collagen from Fish by Physical Cross-Linking Methods  
J.Biosci.Bioeng, Vol.96, No.6, 575-577. 2003



## 製造元

 井原水産株式会社


札幌支社

〒047-0261

北海道小樽市銭函3丁目263 - 23

TEL 0134 - 62 - 7777 FAX 0134 - 61 - 3366

## 販売元

WISM 株式会社 

<http://www.wism-mutoh.co.jp/index.html>

株式会社ムトウ 北海道理化学事業部

TEL/011-728-6120 FAX/011-747-0511

株式会社ムトウ 東京理化学事業部

TEL/03-5603-0986 FAX/03-3876-1928